

Discovery Comfort

Pipety jedno- i wielokanałowe

Pipety Discovery Comfort to produkty o tradycyjnej konstrukcji, zapewniającej użytkownikom doskonałą ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz najlepsze parametry dokładności i powtarzalności. Pipety dostępne są w wersji jednokanałowej i wielokanałowej.

- ▶ Niskie siły pipetowania połączone z ergonomicznym kształtem rękojeści zapobiegają przeciążeniu mięśni
- ▶ Płynna nastawa pojemności z możliwością blokady
- ▶ Wytrzymała konstrukcja
- ▶ Idealne do długich serii pipetowań

121°C W pełni autoklawowalna

UV Odporna na promieniowanie

3 Trzy lata gwarancji



Identyfikacja kolorem

- ▶ Doskonałe uszczelnianie końcówek przy minimum siły
- ▶ Trzony pipet 5 i 10 mL wyposażone w ochronne filtry



Łatwy demontaż i regulacja długości wyrzutnika.



- ▶ Sekwencyjny wyrzutnik – redukuje siły potrzebne do zrzucenia końcówek
- ▶ Obrotowy moduł – umożliwia pipetowanie i zrzucanie końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu
- ▶ Mechanizm „aktywnych trzonów” – zapewnia doskonałe uszczelnienie się końcówek na trzonach

Łatwy sposób kalibracji



Zdejmij przycisk pipetowania.



Włóż klucz kalibracyjny do wkręta kalibracyjnego. Klucz kalibracyjny jest dołączony do każdej pipety.



Przekręć klucz, aby zwiększyć lub zmniejszyć wskazania pipety. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.



Założ przycisk. Procedura rekalkibracji została zakończona.

Pipety jednokanałowe Discovery Comfort dostępne są w dwóch wersjach:

- ▶ DV – z szarymi trzonami
- ▶ D – z kolorowymi trzonami – czerwonymi, żółtymi, zielonymi, niebieskimi lub białymi, w zależności od zakresu pojemności oraz odpowiadających im rozmiarów końcówek



DV – szary trzon

D – kolorowy trzon

Discovery Comfort – pipety jednokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra
DV2 D2	4041-DV 4051-D	●	0,1 1,0 Maks. 2,0	±40,0 ± 2,7 ± 1,5	≤ 12,0 ≤ 1,3 ≤ 0,7	10 μL
DV10 D10	4042-DV 4052-D	●	Min. 0,5 5,0 Maks. 10,0	± 4,0 ± 1,0 ± 0,5	≤ 2,8 ≤ 0,6 ≤ 0,4	
DV20 D20	4043-DV 4053-D	●	Min. 2 10 Maks. 20	± 3,0 ± 1,0 ± 0,8	≤ 1,5 ≤ 0,5 ≤ 0,3	200 μL
DV50 D50	4047-DV 4057-D	●	Min. 5 25 Maks. 50	± 2,5 ± 1,0 ± 0,8	≤ 2,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4	
DV100 D100	4044-DV 4054-D	●	Min. 10 50 Maks. 100	± 1,6 ± 0,8 ± 0,8	≤ 0,8 ≤ 0,24 ≤ 0,2	300 μL
DV200 D200	4045-DV 4055-D	●	Min. 20 100 Maks. 200	± 1,2 ± 0,8 ± 0,6	≤ 0,6 ≤ 0,25 ≤ 0,2	
DV250 D250	4040-DV 4050-D	●	Min. 50 125 Maks. 250	± 1,0 ± 0,8 ± 0,6	≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3	1000 μL
DV1000 D1000	4046-DV 4056-D	●	Min. 100 500 Maks. 1000	± 1,6 ± 0,7 ± 0,6	≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,15	
DV5000 D5000	4048-DV 4058-D	○	Min. 500 2,500 Maks. 5000	± 1,2 ± 0,6 ± 0,5	≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 0,15	5000 μL
DV10000 D10000	4049-DV 4059-D	○	Min. 1000 5000 Maks. 10000	± 2,5 ± 0,8 ± 0,5	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,2	



Discovery Comfort – pipety wielokanałowe

Model	Nr kat.	Kolor	Pojemność (μL)	A (%)	P (%)	Końcówka bez filtra
DV8-10 DV12-10	5121 5125	●	Min. 0,5 5 Maks. 10	±10,0 ± 4,0 ± 2,0	≤ 8,0 ≤ 2,0 ≤ 1,2	10 μL
DV8-50 DV12-50	5122 5126	●	Min. 5 25 Maks. 50	± 4,0 ± 3,0 ± 1,6	≤ 2,5 ≤ 1,2 ≤ 0,6	
DV8-200 DV12-200	5123 5127	●	Min. 20 100 Maks. 200	± 3,0 ± 1,5 ± 1,0	≤ 1,5 ≤ 0,8 ≤ 0,6	200 μL
DV8-300 DV12-300	5124 5128	●	Min. 50 150 Maks. 300	± 1,6 ± 1,2 ± 1,0	≤ 1,5 ≤ 1,0 ≤ 0,6	





Statyw
4-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5480)

Statyw
1-stanowiskowy plexi
(Nr kat. 5479)

Statyw
karuzelowy
(Nr kat. 5484)

Statyw
wielostanowiskowy
(Nr kat. 5449)

Discovery Comfort – zestawy startowe

Ekonomiczny zestaw trzech lub czterech pipet z akcesoriami.

Produkt	Nr kat.	Pipety	Akcesoria
	7901	DV10 DV20 DV200 DV1000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Statyw 4-stanowiskowy plexi ▶ Końcówki (10 µL/96 szt., 200 µL/96 szt., 1000 µL/100 szt.) ▶ Klucz kalibracyjny x 4 ▶ Wieszak na pipetę x 4 ▶ Instrukcja użytkowania
	7904	D10 D20 D200 D1000	
	7924	DV20 DV200 DV1000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Końcówki (200 µL/96 szt., 1000 µL/100 szt.) ▶ Klucz kalibracyjny x 3 ▶ Wieszak na pipetę x 3 ▶ Instrukcja użytkowania
	7926	D20 D200 D1000	
	7923	DV10 DV100 DV1000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Końcówki (10 µL/96 szt., 200 µL/96 szt., 1000 µL/100 szt.) ▶ Klucz kalibracyjny x 3 ▶ Wieszak na pipetę x 3 ▶ Instrukcja użytkowania
	7925	D10 D100 D1000	